

ПРАВИЛА ВІДБОРУ ТА ПЕРЕСИЛКИ ПРОБ ВОДИ

При відборі проб води для хімічного аналізу, яку збираються використовувати для поливу та обприскування необхідно дотримуватися вимог ДСТУ ISO 5667-2:2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб.

ТАРА ТА ІНСТРУМЕНТИ. Чиста або ретельно вимита поліетиленова пляшка об'ємом 1 л.

МЕТОДИКА ВІДБОРУ ПРОБ. Відбір проб з надземних джерел (ріка, канал, ставок тощо) проводять якомога далі від берега, щоб уникнути відбору каламутної води. З підземних джерел - проводять після зливання 50-100 л води, необхідної для промивки трубопроводів. Необхідно наповнювати тару під самий верх, уникаючи наявності в тарі повітря, щільно закрити чистою пробкою.

Кожна проба обов'язково повинна маркуватися етикеткою.

ЕТИКЕТКА

№ проби	
Замовник: підприємство	
контактна особа	
телефон	
e-mail	
Назва джерела води	
Координати точки відбору	
Дата та час відбору проби	
Номер та назва пакету досліджень	

ДОСТАВКА. Самостійно за адресою: м. Каховка, вул. Південна, буд. 4 (при умові доставки проб в лабораторію до 3 годин після відбору), або службою доставки Нова Пошта, м. Каховка, відділення №3, отримувач: «ТОВ ТерраТарса Україна», код ЄДРПОУ 37871328, тел. 0663432518. Можливість пересилки іншими службами (КСД, Міст-Експрес тощо) необхідно узгоджувати окремо.

При пересилці службами доставки, тару з пробкою необхідно охолодити до +2°C і упакувати любим підручним теплоізоляційним матеріалом, щоб уникнути швидкого нагріву. Бажано, щоб загальний час від відбору води замовником до одержання спеціалістами лабораторії не перевищував 24 годин.